

Polipropilen UV PCR Dolap


TopAir'ın Polipropilen PCR Dolapları kontaminasyona karşı tam koruma sağlayan kaliteli bir filtreleme sistemi sunar.

Yüksek kalite, korozif olmayan polipropilenden üretilen dolaplar yüksek seviye kimyasal direnç özelliğine sahiptir. Polipropilen, ürünün çekme dayanımını artırır ve ısıl özelliklerini iyileştirir.

Dolaplar genom bilimi, proteomik, moleküler biyoloji ve adli tıp endüstrilerinde kullanılmaktadır.

Uzun süre dayanıklılık ve düşük gürültü seviyesi sağlayan son teknoloji EBM motor fanı da dahil olmak üzere ergonomik tasarım ve üstün materyal özelliğine sahiptir.

- Kaynaklı beyaz polipropilen yapı
- Yerleşik polipropilen çalışma tezgahı
- Ozonsuz UV ampul, 1M 254nm'de UV çıkışı
- Temperli camdan çerçevesiz döner pencere
- Çevre dostu, uygun maliyetli 600-800 LÜKS LED ışık
- 0.6+0.1 m/sn, 120±FPM rüzgar hızı
- Akıllı güvenlik mekanizması UV maruziyetini önler
- HEPA filtre içeren üst filtreleme ünitesi
- UV zamanlayıcısının (30 dk.) yanı sıra fan, UV ve ışık kontrolünün yer aldığı kullanıcı dostu kontrol paneli.



TOPAIR
CLEAN AIR SOLUTIONS

Modeller

Teknik özellikle/Model	PCR-060-HEPA	PCR-060-UV
Dış Boyutlar G x E x Y	600 x 500 x 700 mm 27.5 x 19.7 x 27.5"	600 x 500 x 550 mm 23.6x 19.7 x 21.6"
Çalışma alanı (G x E x Y)	580 x 480 x 500 mm 22.8 x 18.9 x 19.7	580 x 480 x 500 mm 22.8 x 18.9 x 19.7
Üretim / Test Standardı	CE / ISO-9001:2008	
Hava Hızı	0.6±0.1m/sn, 120 ±20 FPM	
Dolap Materyali	Beyaz Polipropilen	
Çalışma Tablası Materyali	Beyaz Polipropilen	
Gürültü	< 52 dB	
UV ışık	17w ozonsuz 245nm	
Güç Kaynağı Seçenekleri	110 / 220V 50/60 Hz, Tek fazlı	
Aydınlatma	> 800 LÜKS / 1700 lüks	
Filtre	H14, HEPA	

Aksesuarlar

Teknik özellikle/Model	PCR-060-HEPA	PCR-060-UV
Ayak G x Y x E	PCR-060-ST 660 x 500 x 802 mm 26 x 19.7 x 31.5 "	PCR-060-ST 660 x 500 x 802 mm 26 x 19.7 x 31.5 "

Web: www.topairsystems.com E-posta: sales@topairsystems.com

Ofis - ABD: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA

Tel: +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax: +1-718-263-7304 E-posta: sales@topairsystems.com

Ofis - İngiltere: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way,
Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK Tel: +44-203-1374012 E-posta: sales@topairsystems.com

Telif Hakkı © 2015 TopAir Systems. Tüm Hakları Saklıdır.