

خزانة تجفيف أدلة الطب الشرعي

تحمي خزانة تجفيف أدلة الطب الشرعي المتقدمة التي تنتجها TopAir الأدلة المبتلة أو الرطبة من العوامل الضارة مثل التلوث المتبادل المحتمل ومسببات الأمراض المحمولة جواً.


كما توفر الخزانة وقاية فعالة للعاملين، مما يحول دون تعرض العاملين أثناء تأدية عملهم إلى مسببات الأمراض الضارة التي يحملها الدم وكذلك الروائح الفاسدة الناتجة عن التعفن والبكتيريا أو الفيروسات الضارة.

يوفر مصباح الأشعة فوق البنفسجية بالوحدة تعقيماً إضافياً للخزانة من الداخل بين الجلسات. وهذا يمنع التلوث المتبادل ويضمن سلامة العينات المخصصة لفحص الحمض النووي (DNA).

صُممت الوحدة لتنظيف تدفقات الهواء الداخلة عبر الترشيح الأولي ثم ترشيح هواء عادم الخزانة عبر ترشيح الهواء من العوائق الدقيقة عالي الفعالية (HEPA).

يمكن لشركة TopAir تخصيص خزانات تجفيف الأدلة الخالية من الأنابيب للوفاء بمتطلبات مرافقك.

- مكونات من البولي بروبيلين وزجاج ثلاثي شفاف للسلامة
- غطاء داخلي وخارجي من البولي بروبيلين
- آلية رطوبة وحرارة متقدمة، 34 درجة مئوية، رطوبة نسبية 30%
- مرشح الهواء من العوائق الدقيقة عالي الفعالية (HEPA) مزدوج الموقع - الإمداد والعادم.
- وحدة التحكم في الحرارة
- شاشة عرض درجة الحرارة الداخلية والرطوبة النسبية الخارجية
- مروحة تطهير عالية الجودة
- قسم مرن مقسّم ومزود بأرفف
- التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية + آلية إقفال للسلامة
- حوض تصريف سفلي مجهز بصمام أحادي الاتجاه



الطرازات

EV-180-SD	EV-180	EV-120-SD	EV-120	EV-090-SD	EV-090	الطرز
1800*1240*850	1800*1240*850	1200*1240*850	1200*1240*850	900*1240*850	900*1240*850	البعد الخارجي العرض-الارتفاع- العمق (مم)
1750*1000*600	1750*1000*600	1150*1000*600	1150*1000*600	850*1000*600	850*1000*600	البعد الداخلي العرض-الارتفاع- العمق (مم)
1050	1050	690	690	510	510	السعة الداخلية (لتر)
143	135	113	105	98	90	الوزن
900 واط	100 واط	900 واط	100 واط	900 واط	100 واط	استهلاك الطاقة
y	n	y	n	y	n	نظام التجفيف الفائق
فولت 110/230 هرتز 50/60	فولت 110/230 هرتز 50/60	فولت 110/230 هرتز 50/60	فولت 110/230 هرتز 50/60	فولت 110/230 هرتز 50/60	فولت 110/230 هرتز 50/60	الجهد المقدر
البولي بروبيلين	البولي بروبيلين	البولي بروبيلين	البولي بروبيلين	البولي بروبيلين	البولي بروبيلين	المادة
قطعتان تحملان 100 كجم/أرف		قطعتان تحملان 100 كجم/أرف	قطعتان تحملان 100 كجم/أرف	قطعتان تحملان 100 كجم/أرف	قطعتان تحملان 100 كجم/أرف	أرفف من الصلب الذي لا يصدأ

صفحة الويب: www.topairsystems.com البريد الإلكتروني: eran@topairsystems.com
 المقر الرئيسي: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA هاتف: +1-718-841-8886 فاكس: +1-718-263-7304
 مكتب المبيعات الأوروبي: Evolution Fasteners (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way هاتف: +44-203-1374012 Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK
 حقوق النشر لـ © 2015 TopAir Systems. كافة الحقوق محفوظة.