

# Adli Kanıt Kurutma Dolabı

TopAir'ın gelişmiş Adli Kanıt Kurutma Dolabı, ıslak ya da nemli kanıtı potansiyel çapraz kontaminasyon ve havayla taşınan patojenler gibi bozucu faktörlerden korur.

Dolap, ayrıca görev başındaki memurların ayrışmadan ve zararlı bakterilerden ya da virüslerden kaynaklanan kötü kokuların yanı sıra kanla taşınan zararlı patojenlere maruz kalmasını önleyerek personel için etkili bir kalkan oluşturur.

Ünitenin UV ışığı dolabın bölmeler arasındaki iç kısmında ilave dezenfeksiyon gerçekleştirir. Bu, çapraz kontaminasyonu önler ve DNA testi amacıyla numunelerin bütünlüğünü sağlar.

Ünite, gelen hava akımı ön filtreleme ile temizlemek amacıyla tasarlanmıştır ve daha sonra dolabın egzoz havasını HEPA filtrasyonu ile filtreler.

TopAir, tesisinizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak kanalsız kanıt kurutma dolapları hazırlayabilir.

- Polipropilen bileşenler ve saydam üç kat güvenlik camı
- Polipropilen iç ve dış kapak
- Son teknoloji ısıtma ve nem mekanizması, 34c, %30 BN
- Çift konumlu HEPA filtre – besleme ve boşaltma.
- Sıcaklık kontrolörü
- Dış BN ve iç sıcaklık göstergesi
- Birinci sınıf temizlik fanı
- Esnek ayırma ve raf bölmesi
- UV sterilizasyonu + güvenlik interlok mekanizması
- Tek yönlü valfe sahip alt tahliye haznesi



# Modeller

Model	EV-090	EV-090-SD	EV-120	EV-120-SD	EV-180	EV-180-SD
Dış Boyut G-Y-E (mm)	900*1240*850	900*1240*850	1200*1240*850	1200*1240*850	1800*1240*850	1800*1240*850
İç Boyut G-Y-E (mm)	850*1000*600	850*1000*600	1150*1000*600	1150*1000*600	1750*1000*600	1750*1000*600
İç Kapasite (L)	510	510	690	690	1050	1050
Ağırlık	90	98	105	113	135	143
Güç Tüketimi	100w	900w	100w	900w	100w	900w
Süper Kurutma Sistemi	n	y	n	y	n	y
Nominal Voltaj	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ
Materyal	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen
Paslanmaz Çelik Raflar	2 adet yükleme 100kg/raf	2 adet yükleme 100kg/raf	2 adet yükleme 100kg/raf	2 adet yükleme 100kg/raf		2 adet yükleme 100kg/raf

Web: [www.topairsystems.com](http://www.topairsystems.com) E-posta: [sales@topairsystems.com](mailto:sales@topairsystems.com)

Ofis - ABD: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA

Tel: +1-855-6-TOPAIR (+1-855-686-7247) Fax: +1-718-263-7304 E-posta: [sales@topairsystems.com](mailto:sales@topairsystems.com)

Ofis - İngiltere: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way,  
Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK Tel: +44-203-1374012 E-posta: [sales@topairsystems.com](mailto:sales@topairsystems.com)

Telif Hakkı © 2015 TopAir Systems. Tüm Hakları Saklıdır.