

# Полипропиленовая УФ ПЦР камера


Фирма TopAir предлагает полипропиленовые ПЦР камеры с высококачественными фильтрующими системами, которые обеспечивают полную защиту от загрязнения.

Камеры производятся из коррозионноустойчивого полипропилена самого высокого качества и отличаются высокой степенью химической стойкости. Применение полипропилена значительно повышает прочность и улучшает термические характеристики камер.

Камеры фирмы TopAir используются в геномике, протеомике, молекулярной биологии и криминалистике.

Камеры отличаются эргономичным дизайном и высококачественными материалами и комплектующими, включая самый современный мотор вентилятора фирмы EBM (Германия), обеспечивающий долговечность использования и низкий уровень шума.

- Белый сварной полипропиленовый корпус
- Встроенная полипропиленовая рабочая поверхность
- Не выделяющая озон УФ лампа, УФ система работает на длине волны 1М 254 нм
- Откидное окно без рамы из прочного закаленного стекла
- Скорость потока воздуха 0.6 + 0.1 м/с, 120± фт/мин
- Эффективный механизм защиты от УФ-излучения
- Установленная сверху фильтрующая система, включающая высокоэффективный сухой воздушный фильтр (HEPA)
- Удобная в эксплуатации система контроля, включающая контроль скорости вентилятора, контроль УФ-излучения и освещения, а также УФ таймер (30 мин)



# Модели

Спецификации/Модель	PCR-060-HEPA	PCR-060-UV
Внешние габариты: Длина x Ширина x Высота	600 x 500 x 700 mm 27.5 x 19.7 x 27.5"	600 x 500 x 550 mm 23.6x 19.7 x 21.6"
Рабочее пространство Длина x Ширина x Высота	580 x 480 x 500 mm 22.8 x 18.9 x 19.7	580 x 480 x 500 mm 22.8 x 18.9 x 19.7
Производительность/Стандарт по методике испытаний	CE / ISO-9001:2008	
Скорость воздуха	0,6 ± 0,1 м/с, 120 ± 20 футов/ мин	
Материал шкафа	Белый полипропилен	
Материал рабочего стола	Белый полипропилен	
Уровень шума	<52 дБ	
УФ свет	17 Вт, не выделяется озон, 245 нм	
Электрическое питание, варианты	110/220В 50/60 Гц, однофазное	
Освещение	> 800 люкс/1700 люкс	
Фильтр	H14, HEPA	

## Дополнительное оборудование

Спецификации/ Модель	PCR-060-HEPA	PCR-060-UV
Стенд	PCR-060-ST	
Ширина x Длина x Высота	660 x 500 x 802 mm 26 x 19.7 x 31.5 "	660 x 500 x 802 mm 26 x 19.7 x 31.5 "

Веб-сайт: [www.topairsystems.com](http://www.topairsystems.com) Электронная почта: [sales@topairsystems.com](mailto:sales@topairsystems.com)

Офис - США: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, USA

Тел: +1-718-841-8886 Электронная почта: [sales@topairsystems.com](mailto:sales@topairsystems.com)

Офис - Соединенное Королевство: Evolution Testing & Analytical services (UK) Ltd,

Elstree House, Elstree Way, Borehamwood, Herts WD6 1SD, UK

Тел :+44-203-1374012 Электронная почта: [sales@topairsystems.com](mailto:sales@topairsystems.com)

Авторское право © 2015 TopAir Systems. Все права зарезервированы.