

法医证据干燥箱

TopAir 先进的法医证据干燥箱可使潮湿或有湿气的证据免受破坏性因素的破坏，例如潜在的交叉污染和空气病原体。

本干燥箱还为工作人员创建了一个有效的屏障，以避免值班的高级职员暴露在有害的、血液传染的病原体和恶臭（源于腐烂分解和有害的细菌或病毒）下。

该装置的紫外线灯可在干燥箱的工作间歇对其内部进行进一步消毒。这样既可避免交叉污染，又可确保用于测试DNA的样本的完整性。

该装置旨在通过初过滤来净化进入的气流，然后通过高效空气过滤器来过滤该干燥箱的废气。

TopAir 可以定制无管证据干燥箱，以满足您设备的需求。

- 聚丙烯部件和清洁的三层安全玻璃
- 聚丙烯内盖和外盖
- 尖端的加热和加湿机械装置，温度34℃，相对湿度30%
- 双地点高效空气过滤器——送风和排风。
- 温度控制器
- 外部相对湿度和内部温度显示
- 顶级品质的净化风扇
- 可灵活分割和倾斜的部件
- 紫外线消毒+安全互锁机械装置
- 带单向阀的底部排水盆



型号

型号	EV-090	EV-090-SD	EV-120	EV-120-SD	EV-180	EV-180-SD
外部尺寸 宽-高-深 (毫米)	900*1240*850	900*1240*850	1200*1240*850	1200*1240*850	1800*1240*850	1800*1240*850
内部尺寸 宽-高-深 (毫米)	850*1000*600	850*1000*600	1150*1000*600	1150*1000*600	1750*1000*600	1750*1000*600
内容量 (升)	510	510	690	690	1050	1050
重量	90	98	105	113	135	143
电力消耗	100w	900w	100w	900w	100w	900w
超级干燥系统	n	y	n	y	n	y
额定电压	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ	110/230v 50/60HZ
材料	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯
不锈钢搁架	两块装 载重 100kg/搁架	两块装 载重 100kg/搁架	两块装 载重 100kg/搁架	两块装 载重 100kg/搁架		两块装 载重 100kg/搁架

网址: www.topairsystems.com 电子邮箱: eran@topairsystems.com

总公司: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, 美国 电话: +1-855-686-7247 传真: +1-718-263-7304

欧洲销售办公室: Evolution Fasteners (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way,

Borehamwood, Herts WD6 1SD, 英国 电话: +44-203-1374012

版权所有 © 2015 TopAir Systems. 保留所有权利。