

# 聚丙烯实验室储藏柜

TopAir的高品质实验室储藏柜将人体工程学设计和优质材料融为一体。

本储藏柜采用高度耐腐蚀的白色聚丙烯制成。

本储藏柜符合国际标准，可使实验室人员免于吸入有害的化学品，并可提供方便的溶液、瓶子和罐子的储存。

## 本储藏柜的配置选项

- 带通风管连接的实验室储藏柜——可被连接到现有的通风系统上。
- 本实验室储藏柜具备内置风扇和通风管连接——该独立装置可以使用可弯曲的管道将气流疏导到建筑物之外。
- 本实验室储藏柜具备风扇和过滤器系统——该独立装置可为柜内提供通风，而无需用到管道/管子。

- 聚丙烯结构有着高度的耐腐蚀
- 四扇用密封钢化玻璃制成的观察窗
- 四扇带锁的门
- 在柜子侧面和顶部均有通风口
- 在柜子内部有三个固定搁架
- 两个柜隔间
- 可选的吸风扇



# 型号

规格/型号	LFC-PF-900-PP	LFC-PF-1200-PP	LFC-AFF-900-PP	LFC-AFF-1200-PP	LFC-AFF-1600-PP
描述	具备通风管连接的 实验室储藏柜	具备通风管连接的 实验室储藏柜	具备独立烟雾过滤系统的 实验室储藏柜	具备独立烟雾过滤系统的 实验室储藏柜	具备独立烟雾过滤系统的 实验室储藏柜
外部尺寸(宽×深×高)	900 x 450 x 2100 mm 35.43 x 26.97 x 82.7"	1200 x 450 x 2100 mm 47.2 x 26.97 x 82.7"	900 x 450 x 2100 mm 35.43 x 26.97 x 82.7"	1200 x 450 x 2100 mm 47.2 x 26.97 x 82.7"	1600 x 450 x 2100 mm 63 x 26.97 x 82.7"
柜子材料	白色聚丙烯, 6毫米钢化玻璃				
电源选项			110/220V 50/60 Hz		
过滤器			活性炭过滤器/高效空气过滤器		
生产/测试标准	ISO-9001:2008				

# 配件

LFC-SPT	LFC-FXP-10	LFC-SDT-1010
聚丙烯溢出物托盘	可弯曲的直径10厘米的管子	坚固的聚氯乙烯10x10厘米管道

网址: [www.topairsystems.com](http://www.topairsystems.com) 电子邮箱: [eran@topairsystems.com](mailto:eran@topairsystems.com)  
 总公司: 3182 Monterey Dr., Merrick, NY 11566, 美国 电话: +1-855-686-7247 传真: +1-718-263-7304  
 欧洲销售办公室: Evolution Fasteners (UK) Ltd, Elstree House, Elstree Way,  
 Borehamwood, Herts WD6 1SD, 英国 电话: +44-203-1374012  
 版权所有 © 2015 TopAir Systems. 保留所有权利。